

emoflon™

pomata rettale - Istruzioni per l'Uso



Legga attentamente le Istruzioni per l'Uso, che contengono informazioni importanti per l'utilizzatore.

Questo prodotto è destinato agli adulti e deve essere utilizzato seguendo le indicazioni fornite.

Conservi le Istruzioni per l'Uso. Potrebbe aver bisogno di leggerle di nuovo.

Composizione

Sucralfato, burro di cacao, lanolina (origine vegetale), vaselina bianca, cera bianca (cera d'api), acqua purificata, glicole caprilico, estratto di calendula, estratto di camomilla, estratto di foglie di amamelide (*hamamelis*).

Forma del dispositivo

Pomata rettale. Un tubo contiene 25 g di pomata rettale.

Contenuto della confezione: un tubo e un applicatore di plastica da avvitare sul tubo.

Cos'è emoflon™ pomata rettale e a cosa serve?

emoflon™ pomata rettale è destinato al trattamento dei sintomi associati alle emorroidi e loro complicanze (ad es. eczema, ragadi anali). Agisce coprendo l'epidermide e proteggendo la pelle infiammata e pruriginosa, così da favorirne la rigenerazione. Diminuisce la disidratazione della pelle, il che aiuta la guarigione delle ferite, e riduce il rischio di fessure e lesioni causate dalla defecazione.

Quando si deve evitare l'uso di emoflon™ pomata rettale?

Non usi **emoflon™** in caso di ipersensibilità alla lanolina o ad uno degli altri componenti del prodotto.
Non usi su emorroidi sanguinanti.

Gravidanza e allattamento

L'uso di **emoflon™** pomata rettale non è controindicato in gravidanza o durante l'allattamento al seno; tuttavia in questi casi si consiglia di consultare il medico.

Interazioni con altri trattamenti medicali

Non sono note interazioni di **emoflon™** pomata rettale con altri trattamenti medicali; pertanto si consiglia di consultare il medico o il farmacista prima di usare questa pomata rettale in concomitanza con altri trattamenti medicali per uso rettale.

L'uso concomitante di pomata rettale con un preservativo può ridurre la sicurezza della contraccezione.

Come usare emoflon™ pomata rettale

Usi sempre il prodotto come descritto nelle Istruzioni per l'Uso.

Se usato diversamente da quanto riportato nelle Istruzioni per l'Uso, i sintomi potrebbero non essere sufficientemente alleviati o si potrebbe verificare irritazione.

Lavare le mani prima di usare **emoflon**TM pomata rettale.

La pomata deve essere applicata nella zona intorno all'ano, possibilmente dopo la defecazione o un bagno parziale del corpo, oppure inserita nel retto, in piccola quantità, usando l'applicatore. Assicurarsi che il tubo e l'applicatore siano collegati correttamente.



Prima dell'uso assicurarsi che la confezione sia integra e che né il tubo né l'applicatore siano danneggiati.

Non usare se la confezione o l'applicatore del dispositivo è danneggiata/o.

Dopo l'uso, lavare l'applicatore con acqua calda e sapone e chiudere il tubo con il cappuccio protettivo. Lavare sempre le mani dopo aver usato la pomata. Si consiglia di usare la pomata una o due volte al giorno. L'applicatore può essere usato da una sola persona.

emoflonTM non deve essere applicato negli occhi o nella zona intorno agli occhi, nella bocca o sulla mucosa della bocca.

Se il prodotto viene in contatto con le zone sopra menzionate, rimuoverlo lavandolo via.

La pomata può macchiare la biancheria intima, si consiglia quindi di utilizzare proteggi slip.

La durata del trattamento dipende dal miglioramento dei sintomi; tuttavia il prodotto può essere utilizzato fino a 4 settimane senza interruzione.

Consultare il medico se non nota un miglioramento dei sintomi entro 1-2 settimane.

Possibili effetti indesiderati

L'uso di trattamenti medicali locali - specialmente a lungo termine - può portare a reazioni di ipersensibilità, i cui sintomi sono sensazione di bruciore, prurito, dolore o eritema. Se durante l'uso del prodotto manifesta tali sintomi, interrompa il trattamento e contatti il medico.

Se manifesta un qualsiasi altro effetto indesiderato non elencato nelle Istruzioni per l'Uso, si rivolga al medico o al farmacista.

Avvertenze

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. **emoflon**TM pomata rettale non deve essere usato nella vagina.

Periodo di validità e condizioni di conservazione

La data di scadenza è riportata sulla scatola e sul tubo. La data di scadenza e il numero di lotto sono riportati sul tubo in corrispondenza della saldatura.

Non usare la pomata dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.



Non conservare **emoflon**TM pomata rettale a temperatura superiore ai 25°C.



Tenere al riparo dai raggi solari.

Non gettare nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come smaltirlo. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Queste Istruzioni per l'Uso sono state rilasciate/aggiornate il: marzo 2017



Fabbricante:

Egis Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30–38,
Budapest, 1106 - Ungheria

Distributore:



Servier Italia S.p.A. - Via Luca Passi, 85
00166 Roma - Tel. +39 06 669081

Spiegazione dei simboli sulla confezione

	Attenzione! Leggere le Istruzioni prima dell'uso
	Consultare le Istruzioni per l'Uso
	Non usare se la confezione è danneggiata
	Limite di temperatura
	Tenere al riparo dai raggi solari
	Fabbricante
	Numero di lotto
	Data di scadenza

CE 2409
Dispositivo medico